

！ 培養開始にあたっての注意 ！

RCB1290 OIH-1

<融解直後の操作にご注意下さい>

- ・ 増殖してくるまでに時間のかかる細胞です。
- ・ 増殖が確認されるまでは、あまり操作されず様子を見て下さい。
- ・ 気になる場合は、培地の色をご確認頂いた上で、培地を足す又は半交換等を行って下さい。

培養の開始にあたりましては、以上の点にご留意ください。

【お問い合わせ】 cellqa.brc@riken.jp